

Belissima PLLA - Bruk

✓ 1. Forbered utstyr

- Steril sprøyte (5–10 ml, luer-lock)
- Steril nål (18G–21G anbefales for rekonstituering)
- Sterilt bakteriostatisk vann til injeksjon (SWFI) eller saltvann, avhengig av produsentens anbefaling
- Vial med Belissima PLLA-pulver

✓ 2. Tilsett væske langsomt

- Trekk opp anbefalt mengde sterilt vann (vanligvis 5–8 ml pr. vial, men sjekk IFU).
- Stikk nålen gjennom gummiproppen og sprøyt langsomt væsken inn mot glassveggen for å unngå å skape skum.

✓ 3. Bland forsiktig

- La produktet hydrere i minst 30 minutter til 2 timer, avhengig av anbefaling. Noen klinikker lar det stå i kjøleskap over natten for optimal rehydrering.
- Sving eller roter forsiktig – ikke rist kraftig, for å unngå klumper eller skum.

✓ 4. Kontroller oppløsningen

- Sjekk at det ikke er klumper eller uoppløst pulver før injeksjon.
- Om nødvendig kan du trekke opp oppløsningen i en ny sprøyte via filter eller blande forsiktig igjen.

✓ 5. Bruk innen anbefalt tid

- Injiser produktet i henhold til produsentens protokoll for indikasjonen.
- Kasser ubrukt rekonstituert produkt etter anbefalt holdbarhet (ofte innen 24 timer).

⚠ Viktig!

- Følg alltid original bruksanvisning (IFU) for Belissima 365mg PLLA – den kan angi spesifikke volumer, teknikker og injeksjonsdybde.
- Sørg for steril teknikk for å unngå infeksjon.
- Dette produktet skal kun brukes av helsepersonell som er trent i bruk av PLLA-fillere.